

---

**Brij 58®** pract. **Kat.Nr./Cat.No. : 15232**  
Polyoxyethylene (20) cetyl ether

---

<b>Parameter</b> parameter	<b>Methode</b> method	<b>Spezifikation</b> specification
<b>Molekulargewicht</b> molecular weight		ca. 1050
<b>Aussehen</b> appearance		weiße, wachsartige Masse white, wax-like mass
<b>Wasser (%)</b> water		max. 1.0
<b>Löslichkeit</b> solubility		löslich in Wasser, Alkohol soluble in water, alcohol
<b>Hydroxylzahl (mg KOH/g)</b> hydroxyl value		45 - 60
<b>Säurezahl (mg KOH/g)</b> acid value		max. 1.0
<b>Ethylenoxid (ppm)</b>		max. 1
<b>Dioxan (ppm)</b>		max. 10
<b>Peroxidzahl (meq/kg)</b> peroxide value		max. 5
<b>Lagerung (°C)</b> storage		+15 bis/ to +30

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.**  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.