

5-Brom-4-chlor-3-indoxyl-β-D-galactosid reinst (X-Gal)	Kat.Nr./Cat.No. :	15243
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl- β -D-galactoside research grade (X-Gal)		

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		$C_{14}H_{15}BrClNO_6$
Molekulargewicht molecular weight		408.6
Aussehen appearance		feines weißes bis grauweißes Pulver fine white to off-white powder
Gehalt (%) assay	HPLC	min. 99.0
Identität identity	IR	entspricht corresponds
Lagerung (°C) storage		+2 bis/ to +8

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.