

**BCIP/NBT, gebrauchsfertiges Substrat für
Immunhistochemie und Blotting**
BCIP/NBT, ready-to-use substrate for
Immunohistochemistry and Blotting

Kat.Nr./Cat.No. : 15246

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Aussehen appearance		farblose bis schwach gelbliche Lösung colourless to pale yellow solution
pH		9.7 – 9.9
Anwendung application	Dot Blot	entspricht corresponds
Lagerung (°C) storage		+2 bis/ to +8

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.