

5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat-p-toluidinsalz reinst **Kat.Nr./Cat.No. : 15247**
(BCIP)

5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate-p-toluidine salt research grade
(BCIP)

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		$C_{15}H_{15}BrClN_2O_4P$
Molekulargewicht molecular weight		433.6
Aussehen appearance		reinweißes Pulver off white powder
Gehalt (%) assay	HPLC	min. 99.0
Wasser (%) water	KF	max. 3.0
A 1cm/ 294 nm	0.001% in CH ₃ OH	> 0.10
Lagerung (°C) storage		-15 bis/ to -25

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.