

---

|  |                          |              |
|--|--------------------------|--------------|
| <b>Calciumchlorid, wasserfrei rein</b><br>Calcium chloride, anhydrous pure | <b>Kat.Nr./Cat.No. :</b> | <b>15585</b> |
|--|--------------------------|--------------|

---

| <b>Parameter</b><br>parameter                  | <b>Methode</b><br>method                            | <b>Spezifikation</b><br>specification |
|--|---|---------------------------------------|
| <b>Summenformel</b><br>formula                 |   | CaCl <sub>2</sub>                     |
| <b>Molekulargewicht</b><br>molecular weight    |   | 110.99                                |
| <b>Aussehen</b><br>appearance                  |   | weißes Pulver<br>white powder         |
| <b>Gehalt (%)</b><br>assay                     | ber. auf getr. Substanz<br>calc. on dried substance | min. 98.0                             |
| <b>Trocknungsverlust (%)</b><br>loss on drying | 200°C   | max. 5.0                              |
| <b>Lagerung (°C)</b><br>storage                |   | +15 bis/ to +30                       |

SERVA Electrophoresis GmbH

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.**  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.