

Calciumchlorid · 2H₂O p.A. Calcium chloride · 2H ₂ O analytical grade	Kat.Nr./Cat.No. :	15587
---	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		CaCl ₂ ·2H ₂ O
Molekulargewicht molecular weight		147.0
Aussehen appearance		weiße Kristalle white crystals
Gehalt (%) assay	Tit.	99.0 – 103.0
pH	5% in H ₂ O	4.5 – 9.2
Sulfat (%) sulfate	SO ₄ ²⁻	max. 0.03
Schwermetalle (%) heavy metals	als / as Pb	max. 0.001
Ursprung origin		nicht tierisch non animal
Lagerung (°C) storage		+15 bis/ to +30

Die physikalisch-chemischen Eigenschaften entsprechen den Anforderungen der Ph.Eur. und USP.
The physical/ chemical data corresponds to the requirements of Ph.Eur. and USP.

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.