

Carbopol® 934 pract.

Kat.Nr./Cat.No. :

15885

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Aussehen appearance		weißes Pulver white powder
Viskosität (cPs) viscosity	0.5%	30 500 - 39 400
	0.2%	2 050 - 5 450
Benzol (ppm) benzene		< 1 000
Lagerung (°C) storage		+15 bis/ to +30

SERVA Electrophoresis GmbH

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.