
Cerulenin from cephalosporium caerulens reinst **Kat.Nr./Cat.No. :** **16487**
research grade

| Parameter parameter | Methode method | Spezifikation specification |
|---|---|---|
| Summenformel formula | | C ₁₂ H ₁₇ NO ₃ |
| Molekulargewicht molecular weight | | 223.3 |
| Aussehen appearance | | weißes Pulver white powder |
| Löslichkeit solubility | 5mg/ml in CH ₂ Cl ₂ | klare farblose Lösung clear colorless solution |
| Gehalt (%) assay | TLC | min. 98 |
| Schmelzpunkt (°C) melting point | | 86 - 94 |
| Lagerung (°C) storage | | +2 bis/ to +8 |

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.