

Cetyltrimethylammonium-bromid krist. rein
CTAB cryst. pure

Kat.Nr./Cat.No. : 16530

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		$C_{19}H_{42}N^+Br^-$
Molekulargewicht molecular weight		364.46
Aussehen appearance		weißes bis fast weißes Pulver white to almost white powder
Gehalt (%) assay	Titration	min. 99.0
Ursprung origin		chemisch synthetisiert chemical synthesis
Lagerung (°C) storage		+15 bis / to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.