

**L-1-Chloro-3-tosylamido-4-phenyl-2-butanone** reinst  
research grade

**Kat.Nr./Cat.No. : 17016**

<b>Parameter</b> parameter	<b>Methode</b> method	<b>Spezifikation</b> specification
<b>Summenformel</b> formula		$C_{17}H_{18}ClNO_3S$
<b>Molekulargewicht</b> molecular weight		351.85
<b>Aussehen</b> appearance		weißes Pulver white powder
<b>Gehalt (%)</b> assay	TLC	min. 98
<b>Schmelzpunkt (°C)</b> melting point		105 – 109
<b>Lagerung (°C)</b> storage		-15 bis/ to -25

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.**  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.