

5-α-Cholestan p.A. 5- α -Cholestane analytical grade	Kat.Nr./Cat.No. :	17060
---	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		C ₂₇ H ₄₈
Molekulargewicht molecular weight		372.7
Aussehen appearance		weiße Kristalle white crystals
Schmelzpunkt (°C) melting point		77 – 83
Löslichkeit solubility	50 mg/ml CHCl ₃	klar und farblos clear and colorless
Identität identity	IR	entspricht corresponds
Lagerung (°C) storage		+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.