

Cholesterin reinst Cholesterol research grade	Kat.Nr./Cat.No. :	17101
---	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		C ₂₇ H ₄₆ O
Molekulargewicht molecular weight		386.7
Aussehen appearance		weißes Pulver white powder
Gehalt (%) assay	GC	min. 95.0
Identität identity	IR	entspricht corresponds
Schmelzpunkt (°C) melting point		147 – 150
Trocknungsverlust (%) loss on drying		max. 0.3
Lagerung (°C) storage		+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.