

<b>Chromomycin A<sub>3</sub> reinst</b> research grade	<b>Kat.Nr./Cat.No. :</b>	<b>17148</b>
---	--------------------------	--------------

<b>Parameter</b> parameter	<b>Methode</b> method	<b>Spezifikation</b> specification
<b>Summenformel</b> formula		C <sub>57</sub> H <sub>82</sub> O <sub>26</sub>
<b>Molekulargewicht</b> molecular weight		1183.3
<b>Aussehen</b> appearance		gelbes Pulver yellow powder
<b>Reinheit (%)</b> purity	HPLC TLC	min. 93 min. 95
<b>Löslichkeit</b> solubility	1 % in EtOAc	klare, gelbe Lösung clear, yellow solution
<b>Lagerung (°C)</b> storage		+2 bis/ to +8

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.**  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.