
| | | |
|---|--------------------------|--------------|
| Chymostatin reinst research grade | Kat.Nr./Cat.No. : | 17158 |
|---|--------------------------|--------------|

Parameter
parameter

Spezifikation
specification

Zusammensetzung
composition

Komponenten/ Components:

A: L-Leu

B: L-Ile

C: L-Val

**durchschnittliches
Molekulargewicht**
average molecular weight

604.31

Aussehen
appearance

weißes Pulver
white powder

Trocknungsverlust (%)
loss on drying

max. 5

Lagerung (°C)
storage

-15 bis/ to -25

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.