

|                                    |                          |              |
|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>Cytochalasin B</b> rein<br>pure | <b>Kat.Nr./Cat.No. :</b> | <b>18015</b> |
|------------------------------------|--------------------------|--------------|

| Parameter<br>parameter                      | Methode<br>method   | Spezifikation<br>specification           |
|---------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|
| <b>Summenformel</b><br>formula              |                     | $C_{29}H_{37}NO_5$                       |
| <b>Molekulargewicht</b><br>molecular weight |                     | 479.6                                    |
| <b>Aussehen</b><br>appearance               |                     | weißes Lyophilisat<br>white lyophilisate |
| <b>Gehalt (%)</b><br>assay                  | HPLC<br>TLC         | min. 98<br>min. 98                       |
| <b>Schmelzpunkt (°C)</b><br>melting point   |                     | 215 – 222                                |
| <b>Löslichkeit</b><br>solubility            | 10 mg/ml $C_2H_5OH$ | klar, farblos<br>clear, colorless        |
| <b>Lagerung (°C)</b><br>storage             |                     | +2 bis/ to +8                            |

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.