

Demecolcin reinst Demecolcine research grade	Kat.Nr./Cat.No. :	18238
--	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		C ₂₁ H ₂₅ NO ₅
Molekulargewicht molecular weight		371.42
Aussehen appearance		hellgelbes Pulver light yellowish powder
Gehalt (%) assay	HPLC	min. 97.0
ϵ_{244nm}	0.001% in EtOH	min. 28 000
log ϵ_{244nm}	0.001% in EtOH	min. 4.45
Lagerung (°C) storage		+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.