
DePeX	Kat.Nr./Cat.No. :	18243
--------------	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Aussehen appearance		farblose viskose Flüssigkeit colorless viscous liquid
Zusammensetzung composition		neutrale Lösung von Polystyrol und Weichmachern in Xylol neutral solution of polystyrene and plasticizers in xylene
Brechungsindex refractive index	$n_D^{20^\circ\text{C}}$	1.52 – 1.53
Lagerung (°C) storage		+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert. We do not guarantee that the product can be used for a special application.
