

D.E.R. 736 pract.

Kat.Nr./Cat.No.: 18247

<b>Parameter</b> parameter	<b>Methode</b> method	<b>Spezifikation</b> specification
<b>Aussehen</b> appearance		klare farblose bis gelbliche, leicht viskose Flüssigkeit clear colorless to yellowish, slightly viscous liquid
<b>Polymerisation</b>		entspricht corresponds
<b>Dichte</b> density		1.129 – 1.150
<b>Lagerung (°C)</b> storage		+15 bis/ to +30

SERVA Electrophoresis GmbH

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.**  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.