

2'-Desoxythymidin p.A. 2'-Deoxythymidine analytical grade	Kat.Nr./Cat.No. :	18600
---	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		C ₁₀ H ₁₄ N ₂ O ₅
Molekulargewicht molecular weight		242.2
Aussehen appearance		weißes Pulver white powder
Gehalt (%) assay	HPLC	min. 98.0
Schmelzpunkt (°C) melting point		184 - 190
Schwermetalle (ppm) heavy metals		max. 10
Identität identity	IR	entspricht corresponds
Ursprung origin		nicht tierisch non animal
Lagerung (°C) storage		+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.