

Dexamethason reinst Dexamethasone research grade	Kat.Nr./Cat.No. :	18660
--	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		C ₂₂ H ₂₉ FO ₅
Molekulargewicht molecular weight		392.5
Aussehen appearance		weißes bis fast weißes Pulver white or almost white powder
Gehalt (%) assay	Ph.Eur. (UV)	97.0 – 103.0
Identität Ph.Eur. B identity	IR	entspricht corresponds
Identität Ph.Eur. C identity	TLC	entspricht corresponds
[α]_D/ 20 °C	Ph. Eur (1 % in Ethanol abs.)	+86° bis/ to +92°
Verwandte Substanzen related substances	Ph. Eur. (HPLC)	entspricht corresponds
Trocknungsverlust (%) loss on drying	Ph.Eur. (105 °C)	max. 0.5
Lagerung (°C) storage		+15 bis/ to +30

Die physikalisch-chemischen Eigenschaften entsprechen den Anforderungen der Ph. Eur.
The physical/ chemical data corresponds to the requirements of Ph. Eur.

<p>Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert. We do not guarantee that the product can be used for a special application.</p>
--