

Dextran 100 techn. grade

Kat.Nr./Cat.No. :

18693

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Molekulargewicht molecular weight		100 000 – 200 000
Aussehen appearance		weißes Pulver white powder
Trocknungsverlust (%) loss on drying		max. 7.0
pH	6 % in H ₂ O	4.5 - 7.0
Asche (%) ash		max. 2.0
Lagerung (°C) storage		+15 bis / to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.