

Dextran 500 techn. grade

Kat.Nr./Cat.No. :

18695

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Aussehen appearance		weißes Pulver white powder
Mittleres Molekulargewicht average molecular weight	Gelfiltration	ca. 500 000
Trocknungsverlust (%) loss on drying		max. 7.0
A 1cm/ 375 nm	10% (w/v)	max. 0.05
Lagerung (°C) storage		+15 bis / to +25

SERVA Electrophoresis GmbH

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.