
Dextransulfat 500-Na-salz stabilisiert mit 0.5 – 2 % Phosphat Dextran sulfate 500-Na-salt stabilized (0.5 -2 % phosphate)	Kat.Nr./Cat.No. :	18706
--	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Aussehen appearance		grauweißes bis hellgelbes Pulver off white to light yellow powder
pH	1 % in H ₂ O	5.0 – 7.5
Trocknungsverlust (%) loss on drying		max. 10.0
Freies Sulfat (%) free sulfate		max. 0.2
Lagerung (°C) storage		+15 bis / to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.