

Diethylpyrocarbonat reinst Diethyl pyrocarbonate research grade	Kat.Nr./Cat.No. :	18835
---	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		C ₆ H ₁₀ O ₅
Molekulargewicht molecular weight		162.14
Aussehen appearance		klare, farblose Flüssigkeit clear, colorless liquid
Gehalt (%) assay	GC	min. 96.0
Brechungsindex refractive index	n _D ²⁰	1.3960 – 1.4000
Identität identity	IR	entspricht corresponds
Lagerung (°C) storage		+2 bis/ to +8

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.