
3,6-Dichlor-2-methoxybenzoesäure p.A. 3,6-Dichloro-2-methoxybenzoic acid analytical grade	Kat.Nr./Cat.No. :	19320
---	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		C ₈ H ₆ Cl ₂ O ₃
Molekulargewicht molecular weight		221.0
Aussehen appearance		weißes Pulver white powder
Gehalt (%) assay	HPLC	min. 96.0
Schmelzpunkt (°C) melting point		112 - 116
Lagerung (°C) storage		+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.