

Diocylsulfosuccinat-Na-salz reinst Diocly sulfosuccinate•Na-salt	Kat.Nr./Cat.No. :	20540
--	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		C ₂₀ H ₃₇ O ₇ S-Na
Molekulargewicht molecular weight		444.6
Aussehen appearance		weiße, wachsartige Flocken white, wax-like flakes
Gehalt (%) assay	Tit. (bezogen auf Trockensubstanz/ rel. on dried subst.)	98.0 – 101.0
Wasser (%) water	KF	max. 3.0
Verwandte nicht ionische Substanzen related non-ionic substances	Ph. Eur.	entspricht corresponds
Identität identity	IR	entspricht corresponds
Ursprung origin		synthetisch synthetic
Lagerung (°C) storage		+15 bis/ to +30

Die physikalisch-chemischen Eigenschaften entsprechen den Anforderungen der Ph. Eur.
The physical/ chemical data corresponds to the requirements of Ph. Eur..

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.