

Dithiothreit reinst
Dithiothreitol research grade

Kat.Nr./Cat.No. : **20710**

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		C ₄ H ₁₀ O ₂ S ₂
Molekulargewicht molecular weight		154.25
Aussehen appearance		weiße Nadeln white needles
Gehalt (%) assay	Titration	min. 99.0
Löslichkeit solubility	5 % in H ₂ O	klar, farblos
A 1cm/ 283 nm	1 % in H ₂ O	max. 0.1
Schmelzpunkt (°C) melting point		40 – 45
Identität identity	IR	entspricht corresponds
Ursprung origin		chemisch synthetisiert chemical synthesis
Lagerung (°C) storage		+2 bis/ to +8

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.