

2-Dodecenylbernsteinsäureanhydrid pract. 2-Dodecenylsuccinic acid anhydride pract.	Kat.Nr./Cat.No. :	20755
--	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		$C_{16}H_{26}O_3$
Molekulargewicht molecular weight		266.38
Aussehen appearance		klare leicht gelbe viskose Flüssigkeit clear light yellow viscous liquid
Identität identity	IR	entspricht corresponds
Farbzahl color	APHA	max. 400
Brechungsindex refractive index	$n_D^{20^\circ}$	1.470 – 1.478
Lagerung (°C) storage		+15 bis / to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.