
3-(N-Decyl-N,N-dimethylammonio)-propansulfonat reinst **Kat.Nr./Cat.No.:** **20756**
Sulfobetaine SB 3-10 research grade

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		C ₁₅ H ₃₃ NO ₃ S
Molekulargewicht molecular weight		307.49
Aussehen appearance		weißes Pulver white powder
Reinheit (%) purity	HPLC	min. 98
pH	10 % in H ₂ O	
Identität identity	IR	entspricht corresponds
Lagerung (°C) storage		+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.