

Dodecyl-β-D-maltosid reinst Dodecyl-β-D-maltoside research grade	Kat.Nr./Cat.No. : 20780
--	---------------------------------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		C ₂₄ H ₄₆ O ₁₁
Molekulargewicht molecular weight		510.63
Aussehen appearance		weißes Pulver white powder
Gehalt (%) assay	HPLC	min. 99.0
Identität identity	IR	entspricht corresponds
[α]²⁰_D	1 % in H ₂ O	+ 46° bis/ to + 50°
Lagerung (°C) storage		+2 bis/ to +8

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.