

Dodecylsulfat·Na-Salz für biochemische Zwecke	Kat.Nr./Cat.No. :	20783
Dodecylsulfate·Na-salt for biochemistry		

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		$C_{12}H_{25}O_4S \cdot Na$
Molekulargewicht molecular weight		288.38
Aussehen appearance		weiße Schuppen white flakes
Gehalt (%) assay	GC C_{12} -Sulfat / sulfate	min. 99.0
Löslichkeit solubility	10% in H_2O	klar, < 20 Hazen clear, < 20 Hazen
A 1cm/ 260 nm	10% in H_2O	max. 0.2
A 1cm/ 280 nm	10% in H_2O	max. 0.15
Sulfatasche (%) sulfated ash		21.5 - 27.5
Lagerung (°C) storage		+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.