

Elastatinal

Kat.Nr./Cat.No. :

20947

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		C ₂₁ H ₃₆ N ₈ O ₇
Molekulargewicht molecular weight		512.6
Aussehen appearance		gelbliches Pulver yellowish powder
Aktivität (µg/ml) activity	IC ₅₀ (elastase/ Suc-(Ala)3-pNA/ pH 8.8/ 37°C)	max. 1.0
Lagerung (°C) storage		-15 bis/ to -25

References: Biochem. Med. , 11, 350 (1974)

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.