

E-64 reinst trans-Epoxy succinyl-L-Leucylamido-(4-Guanidino)butane research grade	Kat.Nr./Cat.No. : 21100
--	---------------------------------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		C ₁₅ H ₂₇ N ₅ O ₅
Molekulargewicht molecular weight		357.4
Aussehen appearance		weißes krist. Pulver white cryst. powder
Gehalt (%) assay	HPLC	min. 99.0
Lagerung (°C) storage		-15 bis/ to -25

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.