

Ethidiumbromid Lösung 1% in Wasser
Ethidiumbromide solution 1% in water

Kat.Nr./Cat.No. : 21251

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Aussehen appearance		rote Lösung red solution
λ_{\max} (nm)	0.001% in H ₂ O	$\lambda_{\max 1} : 287 \pm 3$ $\lambda_{\max 2} : 483 \pm 4$
A 1cm/ $\lambda_{\max 1}$	0.001% in H ₂ O	min. 0.9
A 1cm/ $\lambda_{\max 2}$	0.001% in H ₂ O	min. 0.1
Lagerung (°C) storage		+2 bis/ to +8

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.