

**Ficoll® 400**

**Kat.Nr./Cat.No. :**

**21373**

<b>Parameter</b> parameter	<b>Methode</b> method	<b>Spezifikation</b> specification
<b>Molekulargewicht</b> molecular weight		300 000 – 500 000
<b>Aussehen</b> appearance		weißes Pulver white powder
<b>Trocknungsverlust (%)</b> loss on drying		max. 5.0
<b>Gehalt an NaCl (%)</b> content of NaCl		max. 1.0
<b>Lagerung (°C)</b> storage		+15 bis/ to +30

SERVA Electrophoresis GmbH

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.**  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.