

**Fumagillin** reinst  
from *Aspergillus fumigatus* research grade

**Kat.Nr./Cat.No. : 21943**

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
<b>Summenformel</b> formula		C <sub>26</sub> H <sub>34</sub> O <sub>7</sub>
<b>Molekulargewicht</b> molecular weight		458.6
<b>Aussehen</b> appearance		fast weißes Pulver off-white powder
<b>Gehalt (%)</b> assay	HPLC	min. 9
<b>Reinheit (%)</b> purity	TLC	min. 97
<b>Löslichkeit</b> solubility	5 mg/ml MeOH	klare, farblose Lösung clear, colorless solution
<b>Schmelzpunkt (°C)</b> melting point		188 - 194
<b>Lagerung (°C)</b> storage		+2 bis/ to +8

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.