

---

<b>Geldanamycin</b> reinst research grade	<b>Kat.Nr./Cat.No. :</b>	<b>22165</b>
--	--------------------------	--------------

---

<b>Parameter</b> parameter	<b>Methode</b> method	<b>Spezifikation</b> specification
<b>Summenformel</b> formula		C <sub>29</sub> H <sub>40</sub> N <sub>2</sub> O <sub>9</sub>
<b>Molekulargewicht</b> molecular weight		560.64
<b>Aussehen</b> appearance		gelbes Pulver yellow powder
<b>Reinheit (%)</b> purity	TLC HPLC	min. 98 min. 98
<b>Löslichkeit</b> solubility	5 mg/ml in CH <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub> 10 mg/ml in DMSO	klare, gelbe Lösung clear, yellow solution
<b>Lagerung (°C)</b> storage		-15 bis/ to -25

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.**  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.