
Gelrite®	Kat.Nr./Cat.No. :	22168
-----------------	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Aussehen appearance		weißes bis fast weißes Pulver white to off-white powder
Gelstärke (g/ cm²) gel strength		min. 700
Trocknungsverlust (%) loss on drying		max. 15
Transmission (%) Transmittance	0.5 % Gel (20 °C) 497 nm	min. 70
pH		6.0 – 8.0
Lagerung (°C) storage		+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert. We do not guarantee that the product can be used for a special application.
