
Glaswatte silyliert reinst Glass wool, silanized research grade	Kat.Nr./Cat.No. :	22367
---	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Aussehen appearance		weiße Fasern white fibres hydrophobiert mit Dimethyldichlorsilan hydrophobized with dimethyldichlorosilane
Anwendung use		zum Säulenabschluß in der Gas- und Flüssig-Chromatographie for plugging columns in gas- and liquid chromatography
Lagerung (°C) storage		+15 bis / to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.