

**Glyceringelatine nach Kaiser phenolfrei**  
Glycerol gelatin after Kaiser phenol-free

**Kat.Nr./Cat.No. :**

**23311**

<b>Parameter</b> parameter	<b>Methode</b> method	<b>Spezifikation</b> specification
<b>Summenformel</b> formula		C <sub>5</sub> H <sub>8</sub> O <sub>2</sub>
<b>Molekulargewicht</b> molecular weight		100.1
<b>Aussehen</b> appearance		leicht gelblich gefärbte feste Masse slightly yellowish colored firm mass
<b>Brechungsindex</b> refractive index	40°C	1.46 – 1.48
<b>Glyceringehalt (%)</b> glycerol content		ca. 40
<b>Gelatinegehalt (%)</b> gelatin content		ca. 7
<b>Lagerung (°C)</b> storage		+15 bis/ to +30

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.**  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.