

Glyceringelatine nach Kisser phenolfrei
Glycerol gelatin after Kisser phenol-free

Kat.Nr./Cat.No. :

23312

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		C ₅ H ₈ O ₂
Molekulargewicht molecular weight		100.1
Aussehen appearance		leicht gelblich gefärbte feste Masse slightly yellowish colored firm mass
Brechungsindex refractive index	40°C	1.46 – 1.48
Glyceringehalt (%) glycerol content		ca. 40
Gelatinegehalt (%) gelatin content		ca. 13
Lagerung (°C) storage		+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.