

Sorbitgelatine nach Clemens phenolfrei
Sorbitol gelatin after Clemens phenol-free

Kat.Nr./Cat.No. :

23313

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		C ₅ H ₈ O ₂
Molekulargewicht molecular weight		100.1
Aussehen appearance		leicht gelblich gefärbte feste Masse slightly yellowish colored firm mass
Brechungsindex refractive index		1.44 – 1.47
Glyceringehalt (%) glycerol content		ca. 40
Gelatinegehalt (%) gelatin content		ca. 7
Lagerung (°C) storage		+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.