

Hämatoxylin rein Hematoxylin pure	Kat.Nr./Cat.No. :	24420
---	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		C ₁₆ H ₁₄ O ₆
Molekulargewicht molecular weight		302.29
Aussehen appearance		beiges Pulver beige powder
λ max (nm)	0.004 % Acetonitrile	293 ± 3
Wasser (%) water	KF	max. 10
Indikatortest indicator test		pH 1: gelbliche Lösung yellowish solution pH 5 – 6: violette Lösung violet solution
Anwendung suitability		für Mikroskopie for microscopy
Lagerung (°C) storage		+15 bis / to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.