

<b>Heparin-Natrium</b> reinst Heparin sodium research grade	<b>Kat.Nr./Cat.No. :</b>	<b>24590</b>
--	--------------------------	--------------

<b>Parameter</b> parameter	<b>Methode</b> method	<b>Spezifikation</b> specification
<b>Aussehen</b> appearance		weißes bis fast weißes Pulver white to off-white powder
<b>Mikrobiologische Wirksamkeit (IU/mg)</b> potency	Ph.Eur.	min. 180
<b>Identität</b> identity	Ph.Eur. A, B, C, D	entspricht corresponds
<b>Aussehen der Lösung</b> state of solution	Ph.Eur.	entspricht corresponds
<b>pH</b>	1% in H <sub>2</sub> O	5.5 – 8.0
<b>Nucleotid-Verunreinigungen</b> impurities of nucleotides	Ph. Eur. A 260nm	max. 0.150
<b>Protein (%)</b>	Ph. Eur.	max. 0.5
<b>Verwandte Substanzen</b> related substances		entspricht corresponds
<b>Stickstoff / nitrogen (%)</b>		1.5 - 2.5
<b>Natrium / sodium (%)</b>		9.5 – 12.5
<b>Schwermetalle (ppm)</b> heavy metals		max. 30
<b>Trocknungsverlust (%)</b> loss on drying		max. 8.0
<b>Bakt. Endotoxine</b> bacterial Endotoxins	Ph.Eur.	entspricht corresponds
<b>Lagerung (°C) / storage</b>		+15 bis/ to +30

**Die physikalisch-chemischen Eigenschaften entsprechen den Anforderungen der Ph. Eur.**  
The physical/ chemical data corresponds to the requirements of Ph. Eur.

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.**  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.