

n-Heptansulfonsäure-Na-salz reinst
1-Heptanesulfonic acid-Na-salt research grade

Kat.Nr./Cat.No. : 24604

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		$C_7H_{15}O_3S \cdot Na$
Molekulargewicht molecular weight		202.25
Aussehen appearance		weißes Pulver oder Blättchen white powder or flakes
Gehalt (%) assay	Titration	min. 98.0
Löslichkeit solubility	1% in H_2O	klar und farblos clear and colorless
A 1cm/ 200 nm	0.005 M in H_2O	max. 0.3
A 1cm/ 210 nm	0.005 M in H_2O	max. 0.15
A 1cm/ 220 nm	0.005 M in H_2O	max. 0.08
Trocknungsverlust (%) loss on drying		max. 2.0
Lagerung (°C) storage		+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.