

N-(2-Hydroxyethyl)piperazin-N'-2-ethansulfonsäure p.A. **Kat.Nr./Cat.No. :** **25245**
HEPES analytical grade

| Parameter parameter | Methode method | Spezifikation specification |
|---|--------------------------|--|
| Summenformel formula | | C ₈ H ₁₈ N ₂ O ₄ S |
| Molekulargewicht molecular weight | | 238.3 |
| Aussehen appearance | | weißes Pulver white powder |
| Gehalt (%) assay | Titration | min. 99.0 |
| A 1cm/ 260 nm | 10% in H ₂ O | max. 0.1 |
| A 1cm/ 280 nm | 10% in H ₂ O | max. 0.08 |
| pH | 10% in H ₂ O | 5.0 – 6.5 |
| Identität identity | IR | entspricht corresponds |
| Schwermetalle (ppm) heavy metals | als/ as Pb | max. 10 |
| Ursprung origin | | nicht tierisch non animal |
| Lagerung (°C) storage | | +15 bis/ to +30 |

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.