
Hypericin reinst
research grade **Kat.Nr./Cat.No. : 26020**

| Parameter parameter | Methode method | Spezifikation specification |
|---|--------------------------|--|
| Summenformel formula | | C ₃₀ H ₁₆ O ₈ |
| Molekulargewicht molecular weight | | 504.4 |
| Aussehen appearance | | blau-schwarzes Pulver blue-black powder |
| Löslichkeit solubility | 10mg/ml in DMSO | klare rote Lösung clear red solution |
| Gehalt (%) assay | TLC | > 98 |
| Lagerung (°C) storage | | +2 bis/ to +8 |

SERVA Electrophoresis GmbH

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.