

Imidazol reinst Imidazole research grade	Kat.Nr./Cat.No. : 26081
--	---------------------------------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		$C_3H_4N_2$
Molekulargewicht molecular weight		68.08
Aussehen appearance		weiße bis cremefarbene Schuppen oder Kristalle white to cream colored flakes or crystals
Gehalt (%) assay	GC	min. 99.0
Schmelzpunkt (°C) melting point		88 – 91
Identität identity	IR	entspricht corresponds
Lagerung (°C) storage		+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.