
Indol-3-buttersäure reinst **Kat.Nr./Cat.No. : 26172**
Indole-3-butyric acid research grade

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		C ₁₂ H ₁₃ NO ₂
Molekulargewicht molecular weight		203.24
Aussehen appearance		beiges krist. Pulver beige, cryst. powder
Gehalt (%) assay	Titration	min. 99.0
Wasser (%) water	KF	max. 1.0
Schmelzpunkt (°C) melting point		121 – 125
Identität identity	IR	entspricht corresponds
Lagerung (°C) storage		+2 bis/ to +8

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.