

Jodacetamid reinst Iodoacetamide research grade	Kat.Nr./Cat.No.:	26710
---	-------------------------	--------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		C ₂ H ₄ INO
Molekulargewicht molecular weight		185.0
Aussehen appearance		weiße bis cremeweiße, krist. Blättchen white to cream-white, cryst. leafs
Gehalt (%) assay	aus/ from N	min. 99.0
Wasser (%) water	KF	max. 6.0
Löslichkeit solubility	1% in H ₂ O	klar und farblos clear and colorless
Identität identity	IR	entspricht corresponds
Lagerung (°C) storage		+2 bis/ to +8

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.